

スクリーキャップ NMRチューブ

セプタムを通して注射器でサンプルを入れられるので空気に敏感なサンプルの測定に便利です。テフロンラミネートシリコンゴムは殆どの有機溶媒に安定ですが、クロロシランのような強い腐食性物質には侵されます。気密性が良く再使用できます。

またボルテックスプラグや同軸セルの使用が可能です。 $C > B$

- 用 途**
- 試料の保存
 - セプタムを通して反応剤を加えた時の反応変化の測定
 - 細胞融合

Cat. No.	価格(5本入り)	外 径 A	使用チューブ	オープンキャップ	PTFE/シリコン
507-TR-7	¥18,000	5 mm	507-PP	TR-OC-01	TR-LS-01
513-7-TRa	¥36,700	10 mm	513-7PP	TR-OC-05	TR-LS-05

消 耗 品

Cat. No.	価格(12コ入り)	品 名	外 径 E
TR-OC-01	¥ 1,300	オープンスクリーキャップ	—
TR-OC-05	¥ 1,500	"	—
TR-LS-01	¥ 1,400	テフロンラミネートシリコンゴム	8 mm
TR-LS-05	¥ 2,000	"	13 mm

