

バルブ付きNMRチューブ by J. YOUNG

このチューブは軸方向に対称で、テフロンバルブを回すことによりシールすることができます。ガラスアダプターを真空ラインに接続してたやすく減圧できますので、空気に敏感な試料を取り扱うことができます。

用 途

- 試料の保存
- T_1 測定
- 触媒研究
- ガス状試料
- 揮発性溶媒の使用

| Cat. No. | 価 格 | 外 径 | 使用チューブ |
|----------|---------|-------|---------|
| 507-JY | ¥17,500 | 5 mm | 507-PP |
| 513-7JY | ¥19,700 | 10 mm | 513-7PP |

