

ウィルマード/オムニフィット 5mm NMRチューブ

空気に敏感なサンプルや T₁ 測定にお勧めします。

Taparlok チューブのようなジョイントがありませんので真空グリースを使う必要がなく、接液部はパイレックスガラス、テフロン、Kel-F だけで殆ど不活性です。バルブとセプタムを使っていますので後から試薬を加えることができ、空気に敏感なサンプルの反応を NMR で追跡するのに最適です。またバルブをつけたまま使用できますので、減圧下の測定が可能です。

蒸気圧が高い場合にはバルブが抜けてしまいますので使用できません。このような場合 PRESSURE VALVE NMR サンプルチューブがありますのでお問い合わせ下さい。

Cat. No.	価 格	品 名	材 質
507-OF-7	¥4,700/1本	OF サンプルチューブ (A)	Pyrex
OFV	¥9,800/1組	バルブセット (BCDE)	PTFE, Kel-F, Tefzel
OFVA-1	¥4,700/1組	バキュームアダプターセット (FG)	Pyrex, Polypropylene

構成部品

Cat. No.	価 格	品 名	材 質
OF-10	¥1,600/1ケ	5mm エンドキャップ (B)	Tefzel
OF-20	¥6,300/1ケ	2方バルブ (C)	Teflon/Kel-F
OF-30	¥3,450/6ケ	セプタム (D)	PTFE/Silicone
OF-40	¥1,600/1ケ	セプタムキャップ (E)	Tefzel
OF-50	¥1,600/1ケ	バレルカプラー (F)	Polypropylene
OF-60	¥4,000/1ケ	バキュームコネクター (G)	Pyrex

